



ТРУБКА РЕНТГЕНОВСКАЯ I, 6БДМ13-90

ПАСПОРТ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Трубка рентгеновская I, 6БДМ13-90 предназначена для диагностики.

Индивидуальный № 2116 Дата изготовления 9/III 89г.

Климатическое исполнение УХЛ4.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Параметры при поставке и хранении

Наименование параметра, единица измерения	Норма			Данные измерения	Примечание
	не менее	номинал	не более		
Ток накала, А	-	-	4,7	4,35	
При напряжении трубки 90 кВ, токе трубки 25 мА величина отклонения по напряжению накала, В	2,9	3,05	3,2	3,1	
Напряжение трубки, кВ	-	-	90	-	
Ширина эффективного фокусного пятна, мм	-	I	1,4	1,2	
Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения (при напряжении трубки 80 кВ, токе трубки 2 мА, на расстоянии 230 мм от баллона), мкА/кг (Р/мин)	73 (17)	-	-	-	

2.2. Рентгенооптический параметр, изменяющийся в процессе эксплуатации

Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в конце минимальной наработки (в режиме, указанном в таблице выше), мкА/кг (Р/мин) 52 (12)

2.3. Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Норма	
	не менее	не более
Напряжение накала, В	2,5	3,5
Напряжение трубы, кВ	50	90
Ток трубы, мА	-	30
Номинальная мощность трубы, кВт	-	1,6
Амплитуда обратной полуволны номинального напряжения, кВ	-	110
Активное сопротивление, приведенное к вторичной обмотке трансформатора, кОм	500	-

2.3.1. Предельно допустимые значения мощности трубы, длительности нагрузок и перерывов между нагрузками при напряжении трубы 90 кВ

Длительность нагрузки, с	Длительность перерыва, мин, не менее	Мощность трубы кВт
1	1	1,6
4	1	1,3
6	1	1,0

- Примечания: 1. Усредненная зависимость тока накала от напряжения накала и эмиссионные характеристики приведены в приложении I.
2. Зависимость номинальной мощности трубы от длительности нагрузки приведена в приложении 2.

2.3.2. Предельно допустимые режимы эксплуатации трубы в рентгеновском аппарате 8ЛЗ

Обозначение цикла	номинальное напряжение трубы, кВ	Номинальная мощность трубы, кВт	Длительность нагрузки, с, не более	Длительность перерыва, с, не менее	Количество включений за цикл	Длительность цикла, мин, не менее
A	75	1,0	5	30	3	15
B	75	1,3	4	30	3	15

Примечание. Количество включений по циклу Б должно быть не более 10% от общего количества включений.

2.3.3. Предельно допустимые режимы эксплуатации трубы в рентгеновском аппарате 9Л5

Длительность нагрузки, с	Длительность перерыва, мин	Напряжение трубы, кВ	Ток трубы, мА
1	5	90	20
3,5	5	50	30
4	5	60	25
5	5	70	20
7	5	80	15
10	5	90	10

Примечание. Зависимость номинальной мощности трубы от длительности нагрузки приведена в приложении 2.

2.3.4. Алюминиевый эквивалент баллона трубы не более 1,15мм.

2.4. Минимальная наработка 10000 вкл.
80-процентный срок сохраняемости не менее 4 лет.

2.5. Габаритные размеры трубы:

наибольший диаметр, мм..... 46
наибольшая длина, мм 160
Масса, кг, не более 0,45

2.6. Драгоценных металлов не содержится.

2.7. Содержание цветных металлов приведено в приложении З.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Трубка рентгеновская I, 6БДМ3-90, индивидуальный № 2116,
соответствует ОДО.339.409 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата приемки

Штамп ОТК

ОТК 67

Перепроверка произведена

9/III 89г

дата

Штамп ОТК

63

00.03.89

14

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указания по эксплуатации в соответствии с инструкцией по эксплуатации трубы.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Правила хранения в соответствии с инструкцией по эксплуатации трубы.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данной трубы требованиям ОДО.339.409 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в паспорте.

Гарантийный срок 4 года с даты приемки, а в случае перепроверки - с даты перепроверки.

Гарантийная наработка 10000 вкл в пределах гарантийного срока.

7. РЕКЛАМАЦИИ

В случае преждевременного выхода трубы из строя, ее следует вместе с паспортом возвратить предприятие-изготовителю с указанием следующих сведений:

Время хранения _____

Дата начала эксплуатации _____

Дата выхода из строя _____

Основные данные режима эксплуатации _____

Наработка в указанных режимах _____ вкл.


Причины снятия трубы с эксплуатации или хранения _____

Сведения заполнены _____ подпись _____
дата _____

В случае отсутствия заполненного паспорта рекламации не принимаются.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Усредненная зависимость тока накала
от напряжения накала трубы и эмис-
сионные характеристики



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Зависимость номинальной мощности
трубы от длительности нагрузки



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Содержание цветных металлов:

- вольфрам и его сплавы - 10 г в мишени, катоде;
- медь и ее сплавы - 793,2 г в выводе, головке, втулке, аноде;
- молибден и его сплавы - 1,9 г в держателях, выводах, аноде.

Зак 594. - 3500. 28.02.89

СДЕЛАНО В СССР
ТРУБКА РЕНТГЕНОВСКАЯ I.6ЕДМ13-90

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Эксплуатация трубок производится в моноблоке рентгеновского аппарата, обеспечивающего электробезопасность при работе и защиту от неиспользуемого рентгеновского излучения.

1.2. При распаковывании трубки, протирке, установке в моноблок ее следует оберегать от ударов.

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Трубка предназначена для работы в моноблоке рентгеновского аппарата, собранного по безвентильной схеме с заземленной средней точкой.

Амплитуда обратной полуволны напряжения должна быть не более 110 kV.

Величина активного сопротивления, приведенного к вторичной обмотке трансформатора, должна быть не менее 500 кОм.

2.2. Моноблок, в который помещается трубка, должен быть заполнен трансформаторным маслом.

Пробивное напряжение масла должно быть не менее 35 kV эф.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ТРУБКИ К РАБОТЕ

3.1. Прогрейте трубку перед установкой в моноблок сухой безворсной тканью, а при наличии загрязнений – тканью, смоченной спиртом и сухой безворсной тканью.

3.2. Произведите внешний осмотр трубки на отсутствие механических повреждений – трещин, сколов.

3.3. Проверьте трубку на отсутствие наеткания искровым течеискателем или путем кратковременной подачи на трубку напряжения в пределах 25–30 кВ без подачи напряжения накала.

Переключите миллиамперметр в цепь анода трубы на наибольший предел измерения до включения напряжения трубы.

Бракуйте трубку при появлении в ней розового или фиолетового свечения или при резком отклонении стрелки миллиамперметра на всю шкалу.

Примечание. При отсутствии необходимой аппаратуры проверку на отсутствие наеткания можно не производить.

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ВКЛЮЧЕНИЯ ТРУБКИ

Установите трубку в моноблок рентгеновского аппарата и включите ее согласно инструкции по эксплуатации аппарата.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Руководствуйтесь при эксплуатации трубы следующими указаниями:

1) электрические параметры, режим работы должны соответствовать паспортным данным;

2) ввод трубы вnomинальный режим произведите в соответствии с разделом 4 настоящей инструкции.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Трубку следует хранить в упаковке изготовителя, смонтированной в аппаратуру, в закрытом помещении при температуре от 274 до 313 К, относительной влажности воздуха до 80% при температуре воздуха 298 К и более низких температурах без конденсации влаги.